

2022.4~2022.5

# ゴールデンウィーク期間のお知らせ

ゴールデンウィークの最終出荷日及びお届け開始日は下記の通りとなっております。何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。



**休業期間** 2022 **4/29(金)・5/3(火)~5/5(木)**

日	月	火	水	木	金	土
4/24	25	26	27	28 14時までの注文で 4/30着 ※在庫品に限る	29 昭和の日 休業	30 連休前 最終 発送日 ※注文受付は 承っていません ※30日発送品は5/2着 (在庫品に限る)
5/1 ※ご注文受付は 承っていますが 発送は5/6~と なります	2 発送なし	3 憲法記念日 休業	4 みどりの日	5 こどもの日	6 14時までの注文で 5/7着 ※在庫品に限る 発送 開始日	7
8	9	10	11	12	13	14

修理 TEL 011-813-5556 ご注文 FAX 0120-124-162 MAIL order@hokusan-kk.co.jp

## 長期休診時のお手入れ方法

### ユニットに関して

- 毎日の通常のメンテナンス清掃を行う
- ユニットチェアを最低位に戻す→メインSWをOFFにする
- 水とエアーのコック(バルブ)を閉め、シリンジで水・エアーの圧力を抜く
- 各種水フィルターの交換時期の確認(ユニポア等)

### 機械室に関して

- コンプレッサー・エアードライヤー・バキュームの電源をOFFにする
- コンプレッサーのタンクのエアーを抜く(ドレンコックまたはエアーコックを開く)  
※オートトラップで抜ける場合は必要ありません。
- バキューム分離器の清掃

### レントゲンに関して

- パノラマレントゲンまたはCTを最低位まで下げる

### 自動現像機がある場合

- 現像液・定着液を抜いて各槽を清掃し、十分に水でゆすぐ
- ローラー部は洗浄後、乾燥させておく

### お休み明けに実施すること

- 各ユニットのスピットンの水を十分に流す(1分程度)
- コップの水を3杯以上流す
- タービン・マイクロモーター・シリンジ等の水を十分に抜く(1分以上)  
※洗浄モードがあるユニットは洗浄を実施する。

### 診療室に関して

- 石膏トラップの清掃

